

Von der kleinen Reparatur und der Beratung über die vollständige technische Praxisausstattung zu Interieur, Verbrauchsmaterial und zum Umzugs-service.

Über 20 Jahre Erfahrung mit ophthalmologischen Geräten. Professionell, flexibel und alles aus einer Hand.

- Neu- und Gebrauchtgeräte
- Instrumente
- Praxis-Einrichtungen
- Ersatzteile / Verbrauchsmaterialien
- Wartung
- Reparaturen sämtlicher Geräte

Besuchen Sie unseren Internetshop unter:  
[shop.heuser-technik.de](http://shop.heuser-technik.de)

**HEUSER**

Ophthalmologie- und Medizintechnik  
Entwicklung | Planung | Montage

Freigrafenstraße 28  
D-59368 Werne  
Tel.: +49 (0) 2389 53 18 07  
Fax: +49 (0) 2389 53 16 10  
[info@heuser-technik.de](mailto:info@heuser-technik.de)


WEITERE INFOS IM INTERNET UNTER [WWW.HEUSER-TECHNIK.DE](http://WWW.HEUSER-TECHNIK.DE)



IHR PARTNER FÜR MEDIZINTECHNIK  
PRAXISEINRICHTUNG  
SERVICE UND WARTUNG  
BGV A3 PRÜFUNG  
TANGENTENAFEL  
UMZUGSERVICE  
VERBRAUCHSMATERIALIEN

**HEUSER**

Ophthalmologie- und Medizintechnik  
Entwicklung | Planung | Montage



- Prüfung der medizinischen Geräte nach BGV A3
- Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
- Medizinische Geräte nach DIN VDE 0751
- Betriebsmittel nach DIN VDE 0701/0702

Inhalt der Prüfung u.a.:

- Sichtprüfung
- Überprüfung von sicherheitsrelevanten Aufschriften-/Hinweise
- Wahl der Schutzklasse
- Überprüfung des mechanischen Zustandes
- Überprüfung auf sicherheitsmindernde Verschmutzungen
- Schutzleiterwiderstand
- Isoliervermögen
- Ableitströme
- Funktionsprüfung
- Prüfprotokoll erstellen
- Anbringen der Prüfplakette

Durchführung der BGV A3 Ihrer Praxisgeräte mit Prüfmittel Gossen Metrawatt - TYP Secutest SII

Keine „blinde“ Systemprüfung!

**NUR BEI UNS: TANGENTENTAFEL NACH HARMS**

Für die Messung von Augenfehlstellungen hat Harms 1941 eine Untersuchungsanordnung angegeben, für die Diagnostik des Lähmungsschielens und des Begleitschielens.

Komponenten der Tangentenanlage:

- Tangententafel 25°/30°
- Steuergerät
- Fixation / Spaltgehäuse mit Motor
- Stirnprojektor
- Grüner Ring Projektor
- Rollcontainer mit Stehpult
- Drehstuhl
- Konformität nach 93/42 EWG EMV 89/336/ EWG

finden Sie detailliert beschrieben unter [www.heuser-technik.de](http://www.heuser-technik.de).

Fordern Sie alternativ gerne gesondertes Informationsmaterial bei uns an oder verabreden Sie einen Beratungstermin unter: Telefon +49 (0) 2389 53 18 07.

**STRESSFREIER ORTSWECHSEL FÜR IHRE PRAXIS: UMZUGSERVICE**

All das übernehmen wir im Rahmen unseres Praxis-Umzugservice gerne für Sie:

- Sicherer Abbau aller ophthalmologischen Geräte und Großgeräte sämtlicher Hersteller
- Spaltlampen
- Projektoren
- Handgeräte
  - Untersuchungseinheiten
  - Perimeter
  - AR, NCT, CT, Laser etc.
- Sicherung und Verpackung zum Transport
- Transport der Geräte und Untersuchungseinheiten in die neuen Praxisräume
- In Kooperation mit einem autorisiertem Schreinerbetrieb, auch der gesamte Anmeldebereich
- Wiederaufbau aller ophthalmologischen Geräte
- Komplettdurchsicht aller Geräte
- Inbetriebnahme der Geräte und der Untersuchungseinheiten, z.B. Überprüfung der Spannung der Spaltlampe, Reinigen, Fetten des XY Kreuzschlitten, Keilriemenspannung am PT Stuhl u.v.m.
- Abschließende Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Dinge, wie z.B. Überprüfung der Schutzleiterverbindungen im Zusammenhang mit der Prüfung nach BGV A3 (VDE 0751)
- Funktionsteste

